



Об'єми розчину доступні в Україні: упаковка 20 монодоз x 0,4ml.

Зволожувальні краплі без консервантів

Випаровування слізної плівки може спричинити сухість та подразнення очей. **Wet®** - це зволожувальні краплі без консервантів із заспокійливою дією, що дозволяють відновити природну захисну слізну плівку. **Wet** призначений для осіб, що користуються контактними лінзами, забезпечує комфорт шляхом належного змачування та зволоження контактних лінз. **Wet** особливо рекомендується для застосування у разі щоденного використання силіконових лінз.

Wet містить гіалуронову кислоту - природний полімер, що може затримувати таку кількість води, яка майже в 1000 разів перевищує його власну вагу, він прилягає до слизової оболонки слізної плівки, забезпечуючи тривалий захист рогівки. **Wet** - це стерильний, ізотонічний, водний буферний розчин, що містить 0,10% гіалуронової кислоти, пропонується у зручних однодозових флаконах на 0,4 мл. **Інструкція з використання**

Wet надає очам миттєве полегшення, зменшує сухість та подразнення: • Перед тим, як торкатися очей, слід завжди ретельно вимити та видушити руки.

- Відкрити однодозовий флакон, відкрутивши кришечку.
- Крапнути 1-2 краплі в кожне око та поблмати.
- **Wet** можна вживати кілька разів на день при необхідності.
- Крім того, **Wet** можна наносити безпосередньо на лінзи перед вдяганням.

Застережні заходи

Зволожувальні краплі **Wet** - це стерильний однодозовий засіб, без консервантів:

- Повторне використання заборонено. Це може призвести до зараження очей.
- Забороняється користуватися засобом, якщо флакон уже відкритий або пошкоджений.
- Забороняється використовувати, якщо збіг термін використання.
- Забороняється торкатися ока пластмасовими частинами флакона.
- Зберігати при кімнатній температурі та не залишати на сонці.
- Забороняється закапувати в око **Wet** одночасно з іншими речовинами, оскільки це може вплинути на його дію.

Як і у випадку з іншими продуктами для особистого догляду, слід припинити користування розчином у разі виникнення подразнення або алергії на якийсь його компонент, звернутися за допомогою до спеціаліста. Тримати у недоступному для дітей місці. Не ковтати.

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Комфорт-Лайн-Юкрейн»
49022, Україна, м.Дніпро,
вул.Молодогвардійська, буд.10, оф.32
Виробник: Віта Ресерч Срл Віа Варіанте ді Кансіліера,
4 - 00072, Арічча (Рим), Італія

